

Gesichtsvisier



Führen Sie die beiden Seiten des Gesichtsvisierses zusammen und stecken Sie die Lasche je nach Kopfgröße in einen der Schlitzte.



Falten Sie nun die beiden seitlichen Laschen nach oben – sie sorgen für einen guten Sitz oberhalb der Ohren.



Falten Sie die beiden Segmente an der Oberseite des Gesichtsvisieres. Dies sorgt für einen guten Sitz und den richtigen Abstand vom Gesicht zum Visier.



Sie können nun das Gesichtsvisier aufsetzen.